

CE-2200 Denture Ultrasonic Cleaner False Teeth Cleaning Machine

Features:

1. A very Safe, Simple, Small and Efficient denture cleaning device for old parents
2. Special design for cleaning denture (false tooth)
3. Simple one key operation, convenient for the elderly
4. With separate cleaning tray
5. Very small shape with only 150ml capacity, elder is easy to pour away the water or denture cleaning fluid
6. 5 minutes default cleaning time

Specifications:

1. Ultrasonic Frequency: 40KHz
2. Tank Material: SUS316
3. Tank Capacity: 150ml
4. Power supply: AC110~120V, 50/60Hz; AC220~240V, 50/60Hz
5. Ultrasonic Power: 20W (Max.)
6. Timer Setting: 5 minutes
7. Unit size: 107*64*112mm
8. Net Weight: 336g


清洁五部曲

每天只需5分钟轻松开启健康口腔

——洁康超声波假牙清洗机为您健康保驾护航——

01

打开盖子，放入底托，
将假牙放在底托上，
加入清洗液。



02

启动开关键5分钟自动清洗
清除假牙表面形成的菌斑

03

清除牙渍，咖啡渍等



04

去除牙菌斑



快速去渍

5分钟自动清洗



开关键

内胆

机身

电源插头



清除假牙表面形成的菌斑

陈国



牙膏只能清洗外表残留细菌

超声波清洗技术原理

Due to the every opening cleaning system (ultrasonic cleaning) is realized by every opening cleaning system (ultrasonic cleaning) system. The thickness of super parts are more than 100 microns, super part (1) The main cleaning effect is that the product is by every opening cleaning system (ultrasonic cleaning) system. The main cleaning effect is that the product is by every opening cleaning system (ultrasonic cleaning) system.



高频振荡超声波空化效应产生微小气泡




高压气泡爆破产生强大的冲击能



深度剥离污物

智能时代 一键深层洁净

一键式自动清洗开关，操作简单方便



4

清新口气

清洁污渍的同时，保持清新口气，口腔清新，整天愉悦好心情



为什么不能用牙膏清洁假牙？

软



假牙

硬



真牙

保护
假牙

真牙和假牙是不同的，假牙比真牙软的多，用牙膏清洁容易对假牙造成损坏在假牙表面留下划痕，让细菌更容易藏匿

专业
除菌





2

360度深入死角 5分钟快速除菌

深入清洁，彻底干净

5分钟 快速洁净，不损伤假牙，延长假牙使用寿命



3

赶走牙菌斑 亮白牙齿保护假牙

清除食物残渣和污渍

并形成保护层，对抗细菌侵蚀，有效预防牙菌斑的形成



味，受到同伴的孤立
嫌弃

假牙，口干口苦，咀
嚼能力下降

发牙周病、口腔溃疡
等炎症

孝敬长辈 从“齿”开始

智能清洁 绽放美丽笑容



假牙清洁问题轻松搞定

开启口腔健康 清洁加清新

1

清除假牙表面形成的菌斑

打破传统，利用超声波进行无死角清洗，效果好



产品参数



品牌	洁康	名称	超声波假牙清洗机
型号	CE-2200	外观尺寸	107*64*112mm
功率	20W (最大)	超声波频率	40KHz
容量	150ml	默认清洗时间	5分钟
净重	336g	内胆材质	不锈钢SUS304

口腔健康不容忽视!

口腔清洁不干净引发各种口腔问题



产生异味

口腔内食物残渣腐蚀
由此而产生尴尬的异



茶饭不思

长久不清理的假牙不
仅产生异味，还破坏



疼痛难忍

长久不清理的假牙及
易滋生诸多细菌，引

洁康®

超声波假牙清洗机

深度清洁 一步到位



自动定时



加厚内胆



抗菌环保



智能清洗



DENTURE

高科技的假牙清洗革命



产品实拍展示

